




Pierwsze kroki z **MÓWikiem**, zanim przekażesz go dziecku:

1. CO TAM W OGÓLE JEST?

Zapoznaj się dokładnie
z tablicami i ich układem.



2.

CZY JEST TAM KTOŚ, KOGO ZNAM?

Wstaw w odpowiednie
miejsca w tablicach
zdjęcia rodziny, najbliższych
znajomych i kolegów/koleżanek.



3. NIE KUŚ

Niech na początku
tablet z **MÓWikiem**
będzie tylko do **MÓWika**.
Zablokuj wi-fi, usuń Youtube
i inne aplikacje.
Do zabawy niech służy
inne urządzenie,
o które można poprosić
MÓWikiem.

Kiedy dziecko pozna już
komunikacyjną siłę **MÓWika**,
wtedy będzie mogło
używać tabletu
również do innych celów.

Możesz również pobrać i zainstalować
program do kontroli rodzicielskiej
(np. Kids Place - Parental Control),
który pozwoli Ci kontrolować to,
co dziecko może robić na tablecie.

4. CZY JEST TAM COŚ, CO ZNAM I LUBIĘ?

Wstaw symbole i zdjęcia
ulubionych zabawek,
pokarmów,
aktywności dziecka.




MÓWik[®]
PROTEZA MÓWY

Wyrób Medyczny spełniający wymagania
rozporządzenia (UE) 2017/745



5. EKONOMIA MIEJSCA I PLANOWANIE MOTORYCZNE

Za pomocą Ustawień dobierz wielkość symboli i ich ilość na stronie. Nie staraj się robić ogromnych symboli. Sprawdź, jakie najmniejsze obrazki dziecko jest w stanie wskazać i taką wielkość ustaw.



Możesz to zrobić np. w gazetkach reklamowych, programie telewizyjnym itp. materiałach ze znanymi i lubianymi przez dziecko znakami - logo jogurtów, stodyczy, bajek. Jeśli dziecko już korzysta z tabletu, smartfonu lub pilota do telewizora, wielkość symboli nie będzie problemem.

6. A CO, JEŚLI JEST ICH ZA DUŻO NA STRONIE?

Ukryj niektóre symbole, jeśli jest ich za dużo, pozostawiając puste miejsce. Z biegiem czasu, możesz je powoli odkrywać, nie burząc układu tablicy.

7. A CO, JEŚLI SĄ ZA BLISKO SIEBIE?

Ustaw odległości między symbolami i kontrastowe tło.



8. START

Pokaż dziecku, że teraz może powiedzieć głośno, co chce w danej chwili.

9. KOMUNIKACJA TO NIE MANIPULACJA

Ucz innych komunikatów, nie tylko prośnienia o rzeczy. **MÓWikiem** można się przywitać, podziękować, odmówić, zaprosić, skomentować, żartować, pytać, opowiadać i wiele innych rzeczy, które mały człowiek potrzebuje do życia wśród ludzi.



Powiedz to **MÓWik**® iem



DICO s.c.

ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 4A/128, 30-644 Kraków

+48 535 500 717 • biuro@mowik.pl

www.mowik.pl • www.mowik.sklep.pl